

Medicart - Algemene kenmerken



Medicart Lades Standaard & Small



Medicart Rolluik

Alle drie de modellen van de Belintra Medicarts zijn **multifunctionele medicatiewagens**, modulair samengesteld, met tal van mogelijkheden in opbouw en toepassingen. De medicatiekarren hebben een **heel lage rolweerstand** en vinden vandaag onder andere hun toepassing in spoed, woon- en zorgcentra, anesthesie, chirurgie,...

De Medicarts zijn opgebouwd volgens de **hoogste veiligheidsnormen** en voldoen tevens aan alle ergonomische en hygiënische vereisten. Ze kunnen uitgerust worden met een ruim gamma aan accessoires en **al dan niet met IT en vergrendeling**.



» Kunststof werkblad

Het strak vormgegeven kunststof werkblad bestaat uit **één geheel** en heeft een opstaande rand langs 3 zijden. Er zijn **geen scherpe randen** waardoor het werkblad makkelijk reinigbaar is. Het kunststof werkblad heeft een hoge krasbestendigheid en is bestand tegen alle courante reinigingsmiddelen en desinfectantia, UV en hitte. Het oppervlak is volledig reinigbaar, ook bij bevuilding door gekleurde ontsmettingsmiddelen, bijvoorbeeld ISO Betadine®. Een RVS werkblad is ook mogelijk op aanvraag.



» Hoekprofielen

De hoekprofielen zijn zo ontworpen dat alle door Belintra aangeboden accessoires eenvoudig gemonteerd kunnen worden, ook door uw eigen technische dienst.



» Wielen

De zwenkwielen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en werden ontwikkeld op basis van jarenlange expertise. Studies hebben uitgewezen dat de dubbele wielen zorgen voor **50% minder rolweerstand** en een **betere manipulatie van de wagen**.



De Medicart is voorzien van dubbele Tente® zwenkwielen waarvan 1 met rem (antistatisch).



- 1. Zwenkwiel
- 2. Zwenkwiel met rem - antistatisch

Optioneel: zwenkwiel met rem en/of zwenkwiel met richtingsfixatie

» Studie dubbele wielen: lage rolweerstand en makkelijke manipulatie

Type medicatiewagen		Testwagen 1	Testwagen 2	Testwagen Belintra
Start duwkracht Wielen recht	Meting 1	5,38	7,90	2,79
	Meting 2	6,40	6,30	3,98
	Meting 3	7,40	6,90	3,92
	Gemiddelde	6,39	7,03	3,56
Start duwkracht Wielen dwars	Meting 1	8,30	10,20	7,70
	Meting 2	8,10	9,50	7,40
	Meting 3	9,80	12,40	6,10
	Gemiddelde	8,73	10,70	7,07