



**Trocknungs-  
Anweisungen**

**Sterisystem™  
Geschlossene  
Edelstahl-  
Transportwagen**



**Wichtig - Bitte geben Sie diese Anweisungen an die Personen weiter, die für die Reinigung von Sterisystem™ Geschlossene Edelstahl-Transportwagen verantwortlich sind.**

**Bitte folgen Sie den Anweisungen unten für den optimalen Betrieb Ihres Trolley:**

- **Trocknungszeit: 8 Minute bei 85°C in trocknes Luft.**
- **Trocknes Luft** = Luft mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 60 % bei einer Temperatur von 21 ° C. Umgerechnet bedeutet das eine relative Luftfeuchtigkeit von maximal 1,1 % bei 85 ° C.

Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Verkäufer für mehr Informationen über Ihre Sterisystem™ Geschlossene Edelstahl-Transportwagen.