

## Modulare Schränke - MDS-Typ



Unsere Modulschränke, die mit Rasterplatten und Anschlägen ausgestattet sind und mit höhenverstellbaren Füßen und einem Trittbrett versehen sind, können mit einer Tür oder einem Rollladen geschlossen werden.

Als sicheres Aufbewahrungssystem für Medikamente, sterile und unsterile Gegenstände geben diese Modulschränke dem Pflegepersonal, den Ärzten und dem Logistikpersonal einen klaren Überblick über ihren Inhalt.

Sie können sich für komplette Standardschränke entscheiden, bei denen Sie nur noch die Füllung bestimmen müssen, oder für die einzelnen Komponenten.

Modulare Schränke sind ein sicheres Aufbewahrungssystem für Medikamente und andere Artikel.



### »» Modulare Gitterwände

Diese Schränke können auch mit modularen Gitterwände ausgestattet werden. Diese sind in einem geraden und in einem ergonomischen Design erhältlich.

Die ergonomischen Gitterwände ermöglichen das Kippen der oberen Schalen, sodass Benutzer den Inhalt problemlos erreichen können.



### »» Türen

Die Schränke können mit links oder rechts angeschlagenen Türen ausgestattet werden. Die Türen werden mit Griff und Schloss geliefert.



### »» Rollladen

Falls gewünscht, können Rollläden statt Türen angebracht werden. Rollläden sind ergonomisch und einfach zu öffnen und zu schließen. Rollläden werden standardmäßig mit einem Schloss geliefert.

## » Interne Komponenten für Modulare Schränke - MDS-Typ

Die Innenkomponenten für unsere modularen Schränke können ganz einfach mithilfe der folgenden Formel berechnet werden:



**MDS-1**




Set Ergonomische Gitterwände (MDS-1)  
**SCHRANK MIT TÜR: 38 POSITIONEN**  
**SCHRANK MIT ROLLLADEN: 35 POSITIONEN**




**MDS-2**

Set Gerade Gitterwände (MDS-2)  
**SCHRANK MIT TÜR: 56 POSITIONEN**  
**SCHRANK MIT ROLLLADEN: 50 POSITIONEN**

Für die Selektion von Modulen, Körbe und Stopps empfehlen wir diese von die Serie **B** zu wählen.


Anzahl Positionen	MDS-1	MDS-2	
Modul oder Korb - 50 mm	2	2	
Modul oder Korb - 100 mm	3	4	
Modul oder Korb - 200 mm	5	6	
Schale mit Medina-Medikamentenbehälter	1	2	
Schale mit niedrige T-clear Medikamentenbehälter	3	3	
Schale mit hohe T-clear Medikamentenbehälter	3	4	
Schale mit Vita Medikamentenbehälter	2	2	
Regal aus Hochdrucklaminat	1	1	

## » Funktionalität der Gitterwände und des Ableitersystem




### » Gitterwände und Ableitersysteme

Der ursprüngliche positive Stopp mit Neigungssicherung kann verwendet werden um obere Ablagen bei 25° für hochstufige Lagerbestände und die Bodenablagen für die horizontale Entnahme zu neigen.




### » Gitterwände für Schränke

Die Gitterwände sind um 180° gedreht, um die Möglichkeit einer geneigten oder horizontalen Entfernung in derselben stoßfesten Gitterwand zu schaffen.




### » Gitterwand mit Führungsrad und Ableitersystem

Mit dem Xtraglide-Freilaufführungsrad können voll beladene Ablagen vom Typ B mit geringer Mühe einfach und leise entnommen werden.



### » Horizontale oder 25° geneigte Ablagen


Xtraglide-Stopps können an den Doppelfunktionsgitterwände des Typs B montiert werden, um Produkte geneigt oder horizontal zu positionieren und herauszunehmen.



### » Positiver Stopp


Im komplett ausgefahrenen Zustand ist die Ablage vollständig gesichert und das Produkt ist einfach zugänglich. Ein einfaches Heben ermöglicht die Entnahme der Ablage.

## » Vollständige modulare Schränke mit ergonomischen Einsätzen - MDS-Typ




### » D-Typ Schrank

Bestellnummer	Beschreibung	Außenmaße
17003 00063	Schrank D-Typ, rechts angeschlagene Tür mit Schlüssel, mit ergonomischen Einsätzen und Sperren ausgestattet	455 x 676 x 2100 mm
17003 00064	Schrank D-Typ, links angeschlagene Tür mit Schlüssel, mit ergonomischen Einsätzen und Sperren ausgestattet	455 x 676 x 2100 mm
17003 00065	Schrank D-Typ, rechts angeschlagene Tür mit Schlüssel, mit geraden Einsätzen und Sperren ausgestattet	455 x 676 x 2100 mm
17003 00066	Schrank D-Typ, links angeschlagene Tür mit Schlüssel, mit geraden Einsätzen und Sperren ausgestattet	455 x 676 x 2100 mm




### » D-Typ Schrank mit Rollläden

Bestellnummer	Beschreibung	Außenmaße
17003 00046	Schrank D-Typ, Rollläden mit Schlüssel, mit ergonomischen Einsätzen und Sperren ausgestattet	471 x 678 x 2100 mm



### » W-Typ Schrank

Bestellnummer	Beschreibung	Außenmaße
17004 00053	Schrank W-Typ, rechts angeschlagene Tür mit Schlüssel, mit ergonomischen Einsätzen und Sperren ausgestattet	655 x 476 x 2100 mm
17004 00054	Schrank W-Typ, links angeschlagene Tür mit Schlüssel, mit ergonomischen Einsätzen und Sperren ausgestattet	655 x 476 x 2100 mm
17004 00055	Schrank W-Typ, rechts angeschlagene Tür mit Schlüssel, mit geraden Einsätzen und Sperren ausgestattet	655 x 476 x 2100 mm
17004 00056	Schrank W-Typ, links angeschlagene Tür mit Schlüssel, mit geraden Einsätzen und Sperren ausgestattet	655 x 476 x 2100 mm



### » W-Typ Schrank mit Rollläden

Bestellnummer	Beschreibung	Außenmaße
17004 00041	Schrank W-Typ, Rollläden mit Schlüssel, mit ergonomischen Einsätzen und Sperren ausgestattet	671 x 478 x 2100 mm



### » Kristallklare Türen aus Polycarbonat

Bestellnummer
Auf Anfrage

## » Ableitersystemen für modulare Schränke - MDS-Typ



### » Ergonomische Gitterwände

Bestellnummer	Außenmaße
14003 00014	650 x 390 x 26,5 mm



### » Stopp mit Führungsrad - zum Herausziehen bis 25°

Bestellnummer	Außenmaße
14003 M7011	Linker Stopp
14003 M7012	Rechter Stopp
14003 M7015	Führungsrad - für Stopps



### » Stopp mit Führungsrad - zum horizontalen Gleiten

Bestellnummer	Außenmaße
14003 M7016	Linker Stopp
14003 M7017	Rechter Stopp
14003 M7015	Führungsrad - für Stopps



### » Standard Stopp - für horizontales Gleiten und Herausziehen bis 25°

Bestellnummer	Außenmaße
14003 00020	Linker Stopp
14003 00019	Rechter Stopp



### » Leer Stopp für die Rückseite der Gitterwände

Bestellnummer
14003 00017

Die Verwendung von Sicherheitsstopps vom Typ B ist nur in Kombination mit Module und Körbe vom Typ B möglich.

## » Zubehör für modulare Schranksysteme - MDS-Typ



### » Gerade Gitterwände

Bestellnummer	Außenmaße
14003 00006	652 x 390 x 29 mm




### » Stopps für Gerade Gitterwände

Bestellnummer	Beschreibung
14003 00008	Linker Stopp
14003 00009	Rechter Stopp




### » Rahmen auf teleskopierbaren Laufschienen für Körbe und Schalen

Bestellnummer	Beschreibung	Außenmaße
17004 00020	für Korb W-Typ	600 x 400 mm
17003 00057	für Korb D-Typ	400 x 600 mm
17004 00025	W-Typ - inkl. T-clear-Medikamentenschalen	600 x 400 mm
17004 00050	W-Typ - inkl. Vita-Medikamentenschalen	600 x 400 mm



### » HP-Laminatfachböden

Bestellnummer	Außenmaße
14006 00002	300 x 400 x 6 mm
14006 00003	600 x 400 x 6 mm



### » Türschiene für Etikettenhalter

Bestellnummer	Außenmaße
14001 00002	330 x 3 x 20 mm
14001 00003	530 x 3 x 20 mm

## » Zubehör für modulare Schranksysteme - MDS-Typ



### » A4-Papierhalter in Aluminium

Bestellnummer

20003 00014



### » Opiatschale mit elektronischem Zahlenschloss

Bestellnummer	Beschreibung	Außenmaße
14001 00007	600 mm tief	400 x 600 x 100 mm
14001 00008	400 mm tief	600 x 400 x 100 mm
14001 00047	600 mm tief	400 x 600 x 200 mm
14001 00046	400 mm tief	600 x 400 x 200 mm



### » Opiate Schublade mit Schließung mit Magnetkarte

Bestellnummer	Beschreibung	Außenmaße
14001 00052	600 mm Tiefe	400 x 600 x 100 mm
14001 00053	400 mm Tiefe	600 x 400 x 100 mm
14001 00054	400 mm Tiefe	600 x 400 x 200 mm
14001 00055	600 mm Tiefe	400 x 600 x 200 mm
14010 00027	Programmierset (einmalig zu kaufen)	

## » Zubehör für modulare Schranksysteme - MDS-Typ



### » Katheterhalter mit verstellbaren Haken auf Melaminplatte\*

Bestellnummer	Typ	Beschreibung	Außenmaße
1867580	ISO W-typ	1 Teleskopschiene mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867581	ISO W-typ	2 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867582	ISO W-typ	3 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867583	ISO D-typ	1 Teleskopschiene mit 20 (2 x 10) Haken	600 x 400 mm
1867584	ISO D-typ	2 Teleskopschienen mit 20 (2 x 10) Haken	600 x 400 mm



### » Katheterhalter mit festen Haken auf Melaminplatte\*

Bestellnummer	Typ	Beschreibung	Außenmaße
1867590	ISO W-typ	1 Teleskopschiene mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867591	ISO W-typ	2 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867592	ISO W-typ	3 Teleskopschienen mit 14 (2 x 7) Haken	600 x 400 mm
1867593	ISO D-typ	1 Teleskopschiene mit 20 (2 x 10) Haken	600 x 400 mm
1867594	ISO D-typ	2 Teleskopschienen mit 20 (2 x 10) Haken	600 x 400 mm