

Paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® avec Steri-ID



Nos paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® avec Steri-ID intégré sont fabriqués selon les mêmes critères de qualité que nos paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® standard.


Le Steri-ID HF RFID tag intégré est une technologie complémentaire de qualité à l'étiquetage à l'aide d'un code-barres dans le processus traditionnel de suivi du contenu des paniers pour instruments. Les autocollants comportant les codes-barres s'endommagent facilement, deviennent illisibles et doivent donc régulièrement être retirés et remplacés. Le tag intégré résiste en revanche au lavage et aux conditions de stérilisation dans l'autoclave, mais également à la plupart des produits chimiques utilisés dans les hôpitaux. Il peut donc s'utiliser plus de 400 cycles.

Grâce à leur aisance d'utilisation et à leur durabilité, les paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® avec Steri-ID intégré sont efficaces sur le plan des coûts et du gain de temps et constituent une alternative écologique aux paniers pour instruments traditionnels dotés d'une étiquette à code-barres.



» Tailles et couleurs différentes


Le panier pour instruments Steri-ID est disponible en différents formats standard et en six couleurs différentes. Vous pouvez ainsi composer des packs chirurgicaux standard différents et les identifier visuellement pour par exemple la gynécologie et l'orthopédie, ou différencier les packs chirurgicaux des différents campus relevant du même département central de stérilisation. Les paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® sont dotés de deux poignées (à l'exception du format DIN 1/4) et ont une capacité de 15 kg.



» Tag Steri-ID intégré

Le tag Steri-ID intégré est basé sur la technologie ISO 15693. Grâce à la plateforme ouverte, vous avez le choix entre différents fournisseurs de technologies de lecture et d'écriture RFID.


Le tag Steri-ID peut être scanné à travers l'emballage de stérilisation, ce qui fait qu'aucun contact visuel direct n'est requis pour suivre le contenu tout au long du processus de stérilisation.



» Contrôle qualité

Tous les paniers font l'objet d'un contrôle qualité à l'aide d'un outil conçu à cet effet. Afin d'assurer l'uniformité des mailles, les fonds des paniers sont scrupuleusement examinés. Il est important de pouvoir garantir une bonne fixation des instruments.


Les paniers présentant des défauts sont rejetés lors du contrôle qualité.



» Poinçonnage

Les petits trous de 2 mm du modèle de perforation garantissent une perméabilité de plus de 50 %, ce qui est bénéfique au processus de lavage. La pénétration de la vapeur et de l'eau pendant le processus de lavage et de stérilisation s'en trouve accrue, pour un résultat optimal.

Les côtés latéraux protègent les instruments et conviennent aux instruments extrêmement fins.



» Fond - Dry-Base®

Le fond plat retient entièrement les condensats qui se forment sur l'emballage. Par conséquent, les rayons, la convection, la conduction ne peuvent induire le réchauffement et l'évaporation de ces condensats.



» Fil en surépaisseur

Le fil horizontal est soudé au plasma sur les glissières latérales du panier, ce qui lui confère un bel aspect arrondi sans bords tranchants, limitant ainsi le risque de perforations lors du déballage. Le fil horizontal empêche également l'accumulation de saletés au niveau de la partie supérieure du panier.



» Matériau et forme

Les paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® sont fabriqués en inox AISI 304 et sont dotés d'une finition obtenue par polissage électrolytique. La composition du matériau est contrôlée par un centre de connaissances externe.

Les paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® sont produits de manière à exclure toute cavité où la saleté pourrait s'accumuler.

» Paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® avec Steri-ID



» Paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® avec Steri-ID DIN 1/4

| Numéro d'article | Couleur du tag | GTIN | Dimensions ext. |
|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 30012 00024 | Vert | 05404019100600 | 120 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Jaune | 05404019100617 | 120 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Noir | 05404019100624 | 120 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Bleu | 05404019100631 | 120 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Blanc | 05404019100648 | 120 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Rouge | 05404019100655 | 120 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Violet | 05404019100662 | 120 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Bleu pétrole | 05404019100679 | 120 x 250 x 64 mm |



» Paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® avec Steri-ID DIN 1/2

| Numéro d'article | Couleur du tag | GTIN | Dimensions ext. |
|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 30012 00014 | Vert | 05404019100686 | 240 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Jaune | 05404019100693 | 240 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Noir | 05404019100709 | 240 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Bleu | 05404019100716 | 240 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Blanc | 05404019100723 | 240 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Rouge | 05404019100730 | 240 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Violet | 05404019100747 | 240 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Bleu pétrole | 05404019100754 | 240 x 250 x 64 mm |



» Paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® avec Steri-ID DIN 1/1

| Numéro d'article | Couleur du tag | GTIN | Dimensions ext. |
|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 30012 00019 | Vert | 05404019100761 | 480 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Jaune | 05404019100778 | 480 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Noir | 05404019100785 | 480 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Bleu | 05404019100792 | 480 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Blanc | 05404019100808 | 480 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Rouge | 05404019100815 | 480 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Violet | 05404019100822 | 480 x 250 x 64 mm |
| Sur demande | Bleu pétrole | 05404019100839 | 480 x 250 x 64 mm |

» Paniers pour instruments Sterisystem® Dry-Base® avec Steri-ID



» Tags de remplacement

| Numéro d'article | Couleur du tag |
|------------------|----------------|
| 30012 00009 | Vert |
| Sur demande | Jaune |
| Sur demande | Noir |
| Sur demande | Bleu |
| Sur demande | Blanc |
| Sur demande | Rouge |
| Sur demande | Violet |
| Sur demande | Bleu pétrole |