

Medicart Rolluik



Net zoals de Medicart met lades is de Medicart Rolluik een multifunctionele, modulaire medicatiewagen die zich onderscheidt op vlak van materiaalkeuze, ergonomie, hygiëne, duurzaamheid en zijn unieke vormgeving.

De medicatiekar biedt tal van mogelijkheden naar invulling toe: van manden tot plateaus, zowel in rasterwanden als op telescopische geleiders. Dit om zo veel mogelijk aan uw specifieke behoeften tegemoet te komen.

Voor verzorging, medicatietransport en/of medicatieverdeling is de Medicart Rolluik een zeer ergonomische, hygiënische en patiëntveilige oplossing.

Als alternatief voor de standaard grijze uitvoering kan u ook kiezen voor een corpus in hout-look afwerking.



De inhoud en de accessoires van de medicatiewagen kunnen volledig naar wens aangepast worden, het is mogelijk om modules en medicatieplateaus te combineren.



» Kunststof rolluik

De wagen heeft een drukknop waardoor het rolluik op een **makkelijke en ergonomische** manier kan geopend worden. Bij opening rolt het rolluik in **één beweging** in een afgesloten cassette waardoor vuil het systeem niet kan belemmeren.

Door de opbouw van de wagen zijn zowel de binnenkant als het rolluik eenvoudig te reinigen.



» Handgreep

Het kunststof rolluik is voorzien van een **aluminium handgreep over de hele breedte**. Dankzij deze handgreep kan het rolluik op een veilige en ergonomische manier geopend en gesloten worden.



» Slot

Een elektronisch cijferslot is standaard voorzien en **blokkeert de drukknop in gesloten toestand**. Het kan worden geopend met een 4-cijferige code. De drukknop en het elektronisch cijferslot bevinden zich net onder het werkblad. Het elektronisch cijferslot kan met een set batterijen tot 30.000 keer gebruikt worden. Wanneer de batterijen leeg zijn kan de wagen alsnog geopend worden met een **noodsleutel**. Alternatief is ook een **badgeslot** mogelijk.

» Medicart Rolluik - Invulling

De invulling van de Medicart Rolluik kan makkelijk berekend worden met onderstaande formules:



Voor de invulling wordt aangeraden modules, manden en stops uit de **SCM** reeks te gebruiken.

Voor de invulling wordt aangeraden modules, manden en stops uit de **MDS** reeks te gebruiken.

Afmetingen Medicart: 738 x 566 x 1158 mm

Standaardhoogte werkblad: 1108 mm

Aantal posities	SCM-1	SCM-2	MDS-1	MDS-2	
Module of mand van 50 mm	1	2	2	2	
Module of mand van 100 mm	2	4	3	4	
Module of mand van 200 mm	3	6	5	6	
Plateau met Medina bakjes	1	2	1	2	
Plateau met lage T-clear bakjes	2	3	3	3	
Plateau met hoge T-clear bakjes	2	4	3	4	
Plateau met Vita bakjes	1	2	2	2	
Volkern legger	1	1	1	1	

» Medicart Rolluik - Componenten



» Medicart Rolluik met elektronisch cijferslot

Artikelnummer	Beschrijving	Kleur	Buitenafmetingen
<u>19036 00001</u>	Zonder rasterwanden	Grijs	738 x 566 x 1158 mm



» Set rasterwanden voor Medicart Rolluik

Artikelnummer	Type	Beschrijving	Aantal posities
<u>19030 00012</u>	SCM-2	Rechte rasterwand	19
<u>19030 00011</u>	MDS-1	Ergonomische rasterwand	14
<u>19030 00010</u>	MDS-2	Rechte rasterwand	20
Op aanvraag	SCM-1	Ergonomische rasterwand	10



» Frame op telescopen voor mand

Artikelnummer	Buitenafmetingen
17004 00020	600 x 400 mm



» Frame op telescopen voor medicatieverdeelbakjes

Artikelnummer	Beschrijving	Buitenafmetingen
17004 00025	Voor T-clear bakjes	600 x 400 mm
17004 00050	Voor Vita bakjes	600 x 400 mm



» Badgeslot (op aanvraag)

Artikelnummer
19030 00016

Voor invulling met modules, manden en vakverdelers: zie hoofdstuk "Modulair Transport & Opslag".

Standaard artikel (niet-standaard artikelen hebben een langere leveringstermijn)