

Sterisystem® Perfo-Safe® draadmanden

GEPATENTEERD



De Sterisystem® hoog gepolierde RVS Perfo-Safe® draadmanden - verkrijgbaar in ISO (400 x 600 mm) en DIN (300 x 600 mm) afmetingen - zijn een veilig en hygiënisch transport- en stockagemiddel voor steriele pakketten.

Als bouwsteen bij het gebruik voor sterilisatie, transport en stockage zijn de RVS draadmanden onmisbaar in het sterilisatieproces omdat ze het aantal aanraakmomenten van verpakte instrumentensets reduceren tot één maal na sterilisatie. Hierdoor vermindert het risico op scheuren en perforaties van het verpakkingsmateriaal.

De Sterisystem® Perfo-Safe® draadmanden zijn een onmisbaar onderdeel van steriele opslag en transport.

Sterisystem® Perfo-Safe® draadmanden zijn onmisbaar in het veilig opslaan en transporteren van steriele instrumentensets. Deze manden vormen de basis van het perforaties verlagende "mand-in-mand" systeem in de CSA.



» Meer sets per sterilisatiecyclus

Met de medium en hoge DIN manden bespaart u heel wat ruimte in de autoclaaf. Enerzijds door de minder brede uitvoering, anderzijds door de stapelbaarheid.*

Dankzij het gepatenteerde design met uitsparingen in de zijkanten, kunnen instrumentennetten nog steeds ergonomisch uit de draadmand getild worden.



» Compatibele UBeFlex® DIN geleiders voor stockage

De DIN manden worden gestockeerd bovenop de DIN geleider in de daartoe voorziene uitsparing.

Deze DIN geleider is eveneens geschikt voor het DIN Perfo-Safe® draadschap. Daardoor kan u naargelang uw behoeften DIN draadmanden combineren met DIN draadschappen.



» Bespaar plaats in transport

Twee DIN manden kunnen in de W-richting na elkaar in de Belintra open of gesloten Stericarts geplaatst worden. Hierdoor kan u dubbel zoveel sets per niveau transporteren.



» Stapelbaar* en nestbaar

Zowel de DIN als ISO manden zijn niet enkel stapelbaar*, ze zijn ook nestbaar zonder toevoeging van extra handvaten waardoor deze gebruiksvriendelijk en veilig zijn (geen geknelde vingers).


Door niet in gebruik zijnde manden genest te stockeren, wint u kostbare ruimte.



» Hoge kwaliteit

De manden zijn geproduceerd conform de hoogste kwaliteitsnormen. Lasbramen, openingen, vervorming van draden of lasverkleuringen zijn niet toegestaan.

De bovenrand heeft een enkele draad, wat veel hygiënischer is in vergelijking met een dubbele rand.



» Verhoogde patiëntveiligheid

Gebruik Sterisystem Perfo-Safe® draadmanden om ingepakte Sterisystem® Dry-Base® instrumentennetten volgens het "mand-in-mand" systeem te transporten en te stockeren. Doordat het instrumentennet in een draadmand gestockeerd is heeft men geen direct contact met de steriele instrumentensets.

* Geldt niet voor de lage DIN mand.

» Sterisystem® Perfo-Safe® draadmanden



» DIN Sterisystem® Perfo-Safe® Ergo-Stack draadmanden

Artikelnummer	Benaming	GTIN	Buitenafmetingen
30005 00028	Abba	05404019100846	600 x 300 x 110 mm
30005 00026	Aline	05404019100853	600 x 300 x 165 mm



» DIN Sterisystem® Perfo-Safe® draadmanden

Artikelnummer	Benaming	GTIN	Buitenafmetingen
30005 00001	Cindy*	05404019100907	600 x 300 x 50 mm
30005 00034	Amy	05404019102291	600 x 300 x 50 mm

* Enkel voor gebruik in UFlex 3 rekken, niet compatibel met UBeFlex® rekken.



» ISO Sterisystem® Perfo-Safe® draadmanden

Artikelnummer	Benaming	GTIN	Buitenafmetingen
30005 00002	Anna	05404019100860	600 x 400 x 100 mm
30005 00004	Alice	05404019100877	600 x 400 x 130 mm
30005 00036	Ava	05404019103069	600 x 400 x 150 mm
30005 00018	Amanda	05404019100884	400 x 300 x 100 mm
Op aanvraag	Annetta	05404019100891	600 x 400 x 200 mm